

TWIN 4.5 & 7.0




Mittel- und Rückfußschraubensystem

TWIN

Zwei Gewinde, präzise Platzierung, stabile Kompression

Kanülierte Kompressionsschrauben in verschiedenen Durchmessern für ein breites Indikationsspektrum. Die Kompression erfolgt durch unterschiedliche Gewindesteigung an Schraubenkopf und Schraubenspitze. Die Rückschneide erleichtert das Entfernen.

TWIN Kompressionsschrauben



TWIN 4.5 / 7.0 Instrumente	
TWIN 4.5	TWIN 7.0
12.22140.300	12.22140.400



TWIN Schraube Ø 4.5 / 5.5 mm, kanüliert
12.03355.xxx(S)
Gewindeanteil 9 - 24 mm
Länge 20 - 80 mm



TWIN Schraube Ø 7.5 / 8.5 mm, kanüliert	
12.03716.xxx(S)	12.03732.xxx(S)
Gewindeanteil 16 mm	Gewindeanteil 32 mm
Länge 40 - 120 mm	Länge 50 - 120 mm

Sie finden uns auch in den sozialen Netzwerken:



Hinweis:

Diese Beschreibung ist zur sofortigen Anwendung des Instrumentariums nicht ausreichend. Weitere Informationen erhalten Sie in der ausführlichen OP-Anleitung. Wartung, Pflege und Aufbereitung von Marquardt Instrumenten können der entsprechenden Anleitung entnommen werden.

Vertrieb durch Marquardt axomed

Heinrich-von-Stephan-Str. 5c • 79100 Freiburg • Telefon +49 761 611 66-0 • Telefax +49 761 611 66-11 • info@marquardt-axomed.de • www.marquardt-axomed.de